

# Pirmos šlapimo porcijos surinkimo instrukcija v201707

1



Iš transportavimo konteinerio išimkite mėgintuvėlį.

2



Atsukite mėgintuvėlį, įstatykite šlapimo surinkimo piltuvėlį ir tvirtai užsukite.

3



Pasišlapinkite į paruoštą šlapimo surinkimo įrankį. Šlapimo perteklius turi subėgti į klozetą.

4



Surinkimo piltuvėlį nusukite ir išmeskite, mėgintuvėlį tvirtai užsukite kamšteliu.

5



Išmaišykite mėginį, apversdami mėgintuvėlį šešis kartus.

6



Įdėkite mėgintuvėlį į transportavimo konteinerį ir tvirtai užsukite.

7

Vardas Pavardė

.....

Mėginio surinkimo data ir laikas

\_\_\_\_ : \_\_\_\_  
Metai Mėn. Diena Val. Min.

Šioje instrukcijoje užrašykite savo duomenis.  
Instrukciją su mėginiu perduokite gydytojui.

i

Rinkinys skirtas patogiam pirmos šlapimo porcijos surinkimui ir stabilizavimui.

Stabilizuotas šlapimas turi būti laikomas kambario temperatūroje.

Kilus neaiškumų, pasitarkite su gydytoju ar UAB „Diagnolita“ personalu.

Tyrimas@diagnolita.lt  
Tel.: +370 688 12972

 **Diagnolita**